


# Mphi Equine-Användarhandbok



A S A L A S E R  
V E T E R I N A R Y

## 3 / Praktiska behandlingsförslag

### 3.1.2 Rygggrad

Rekommenderad behandling är att använda 36 Hz och doser från 0,5 till 2 J/cm<sup>2</sup>.



Cervikal region:  
Punktbehandling med  
början mot atlanto-  
occipitallederna och ned  
över halskotornas fasetter.

*Fig. A*



Thorakal-lumbal regionen:  
Punktbehandling lateralt  
om kotorna i utrymmet  
mellan spinoserna.

*Fig. B*



Sacral-regionen:  
Punktbehandla i nivå med  
de sacrala foramina.

*Fig. C*

## 3 / Praktiska behandlingsförslag

### 3.1.3 Framben

Välj frekvens efter det befintliga tillståndet.



Fig. D




Fig. E

Mediala och laterala kollateralligament på distala interfalangealeden: 1 punkt medialt och 1 lateralt med en dos på 1 J/cm<sup>2</sup> (Fig. D).

Mediala och laterala kollateralligament på proximala interfalangealeden: 1 punkt medialt och 1 punkt lateralt med en dos på 1 J/cm<sup>2</sup> (Fig. D).

Medial och laterala kollateralligamenten på metacarpofalangealederna: 2 punkter med en dos på 1 J/cm<sup>2</sup> (Fig. D).

Böjsenorna över metacarpalområdet från karpalben till kotsa: 5 punkter med ca. 2 cm mellanrum med en dos på 1 J/cm<sup>2</sup> (Fig. D).

Fästet för kotans stödsena på sesambenen: 2 punkter per del med en dos på 1 J/cm<sup>2</sup> (Fig. D).

Armbåge: Medialt och lateralt på olecranon med en dos på 1 J/cm<sup>2</sup> (Fig. E).

### 3 / Praktiska behandlingsförslag



Knäled: fästena för tibio-rotularligamenten (medial, median och laterala). 6 punkter med en dos på 1 J/cm<sup>2</sup>.

*Fig. G*




Skräddarmuskel: en dos på 1 J/cm<sup>2</sup>.  
Gracilismuskel: (medialsidan av låret) med en dos på 1 J/cm<sup>2</sup>.

*Fig. H*

### 3 / Praktiska behandlingsförslag


8. M.infraspinatus: Den finns i fossa infraspintus på den laterala ytan av scapulae. Funktionen är att abducera armen och vara en hjälp vid utåtrotation. Dessutom, om än i mindre utsträckning, är den involverad i flexionen. Triggerpunkter i denna muskel finns kaudalt om spina scapula (Fig. 1).



1. M.RECTUS CAPITIS VENTRALIS
2. M.MUTIFIDUS CERVICIS
3. M.BRACHIOCEPHALICUS
4. M.RHOMBOIDEUS CERVICIS
5. M.RHOMBOIDEUS THORACIS
6. M.TRAPETZIUS
7. M.SUPRASPINATUS
8. M.INFRASPINATUS

Fig. 1

9. Övre delen av m.triceps brachi: fungerar som en extensor av armbågen. När armen är höjd öppnar triceps armbågvinkeln. De översta triggerpunkten finns ca.1 tum dorsalt om den undre triggerpunkten (Fig. 2).
10. Den under delen av m.triceps: fungerar som en extensor av armbågen. När armen är höjd öppnar triceps armbågvinkeln. Den nedre triggerpunkten finns omedelbart dorsalt om olecranon (Fig.2).



9. ÖVRE DELEN AV M.TRICEPS BRACHI
- 10.DEN UNDER DELEN AV M.TRICEPS

Fig. 2